UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS DEPARTAMENTO DE FÍSICA LABORATÓRIO DE FÍSICA MODERNA

Interferômetro

Adão Murillo dos Santos RA:100126

João Marcos Fávaro Lopes RA:98327

Lucas Maquedano da Silva RA:98901

Pedro Haerter Pinto RA:100852

TURMA:32 Professor: Nelson Guilherme Castelli Astrath

Sumário

Sι	umário	1		
1 Introdução				
2	Fundamentação Teórica2.1 O Interferômetro de Michelson2.2 Medição do índice de Refração do Ar			
3	Desenvolvimento Experimental3.1 Materiais e Métodos3.2 Dados Obtidos Experimentalmente3.3 Interpretação dos Resultados	6		
4	Conclusão	9		
R	eferências	10		

1 Introdução

Interferência é um fenômeno que ocorre quando duas ou mais ondas sobrepostas se encontram fora de fase, gerando interferências construtivas e destrutivas conforme a interação entre as ondas, sendo a luz uma onda eletro magnética o fenômeno também se aplica a ela, como foi observado no experimento de fenda dupla de Young, as ondas de luz emitidas a partir das fendas se sobrepõem e criam faixas escuras e claras sendo estas os mínimos e máximos de intensidade luminosa gerados pela interferência. Michelson montou o seu interferômetro, aparato que foi utilizado no experimento contido neste relatório, a fim de mostrar a influência do "éter luminoso" (suposto meio necessário para a propagação da luz) sobre a velocidade da luz, o experimento mostrou a não existência do éter. No presente relatório, o interferômetro de Michelson será utilizado para determinar o comprimento de onda de um lazer.

iiiiiii HEAD ======

2 Fundamentação Teórica

2.1 O Interferômetro de Michelson

 $i_{i,i,j,i,j,i,j}$ f8d5dbf13b81f1364abbea5dea07f67d646da400

Em 1801, o físico e médico inglês Thomas Young desenvolveu o experimento de fenda dupla que demonstrou o fenômeno de interferência luminosa. Aproximadamente 80 anos depois, o físico Albert Abraham Michelson desenvolveu um interferômetro com mecanismo similar ao de Young. Vale ressaltar que o experimento foi concebido inicialmente com o intuito de comprovar a existência o éter como meio material. O interferômetro de Michelson se tornou mundialmente famoso devido à sua relatividade simplicidade e alta aplicabilidade, tanto no meio didático quanto no experimental. A Figura 1 demonstra o funcionamento do aparato.




Figura 1: Interferômetro de Michelson

espelho fixo M1 e os outros 50% o espelho M2. Ao atingir ambos os espelhos, a luz fletida em dire ao beam-splitter mais uma vez. No caminho de volta, os dois feixes srojetados na superfe de visualiza. A separa e posteriormente unios feixes gera uma pequena defasagem entre os mesmos, essa defasagem ue causa a interferia. Como a diferene fase ordem do comprimento de onda, faz-se necesso o uso de uma lente divergente que amplia a imagem projetada, o que possibilita a visualiza do padre interferia. ====== Ao sair do laser a luz atinge o beam-splitter, onde é dividida de modo que 50% da mesma atinja o espelho físico M1 e os outros 50% o espelho M2. Ao atingir ambos os espelhos, a luz é refletida em direção ao beam-splitter mais uma vez. No caminho de volta, os dois feixes são projetados na tela de visualização. A separação e posteriormente união dos feixes gera uma pequena defasagem entre os mesmos, essa defasagem é o que causa a interferência. Como a diferença de fase é da ordem do comprimento de onda, faz-se necessário o uso de uma lente divergente que amplia a imagem projetada, o que possibilita a visualização do padrão de interferência. ¿¿¿¿¿¿¿¿ f8d5dbf13b81f1364abbea5dea07f67d646da400

A defasagem entre os feixes de luz decorre da alavanca acoplada no espelho M2, ao variar a posição da alavanca é possível gerar uma diferença de fase entre os feixes de luz no momento em que se encontram projetados. Ao realizar sucessivas variações na posição do espelho M2 é possível determinar o comprimento λ a partir da distância d_m medida ao girar a alavanca de M2 e do número de franjas de interferência usando a equação:

$$\lambda = \frac{d_m}{m}$$



Figura 2: Padrão de interferência

Se λ for conhecido, a mesma equação pode ser utilizada para determinar a distância d_m .

2.2 Medição do índice de Refração do Ar

Por ser um equipamento extremamente sensível, verifica-se que vibrações como andar próximo ao aparato é o suficiente para provocar variações no padrão de interferência observado. Tendo em vista essa sensibilidade, torna-se possível medir o índice de refração do ar usando o mesmo equipamento.

Ao posicionar uma câmara de vácuo em um dos braços do caminho óptico e variar a pressão dentro da mesma, verifica-se uma série de variações no padrão de interferência projetado.

Considerando a pressão inicial da câmara como P_i e a final como P_f , tem-se as equações:

$$\lambda_i = \frac{2d_i}{\Delta m_i} \tag{1}$$

$$\lambda_f = \frac{2d_f}{\Delta m_i} \tag{2}$$

Intuitivamente, observa-se que para a diferença de pressão $P_f - P_i$ surge a relação

$$\Delta m = \Delta m_f - \Delta m_i \tag{3}$$

$$\Delta m = \frac{2d}{\lambda_f} - \frac{2d}{\lambda_i} \tag{4}$$

$$\Delta m = \frac{2d}{\frac{\lambda_0}{n_f}} - \frac{2d}{\frac{\lambda_0}{n_i}} \tag{5}$$

$$\Delta m = \frac{2d}{\lambda_0} (n_f - n_i)(n_f - n_i) = \frac{\Delta m \lambda_0}{2d}$$
(6)

Dividindo a equação por $(P_f - P_i)$,

$$\frac{n_f - n_i}{P_f - P_i} = \frac{\Delta m \lambda_0}{2d} \frac{1}{P_f - P_i} \tag{7}$$

De onde é possível escrever, por fim,

$$n_f = n_i + \frac{\Delta m \lambda}{2d\Delta P} (P_{atm} - P_0) \tag{8}$$

Onde

- n_f : índice de refração final;
- n_i : índice de refração inicial (vácuo);
- Δm: variação do número de franjas;
- λ : comprimento de onda do laser utilizado;

- d: comprimento da câmara de vácuo;
- ΔP : variação de pressão registrada no manômetro;
- P_{atm}: pressão atmosférica;
- P_0 : pressão inicial na câmara ($P_0 = 0$).

3 Desenvolvimento Experimental

3.1 Materiais e Métodos

iiiiiii HEAD Foi utilizado para o experimento o equipamento PASCO Modelo OS-9171 cosntituido por: ====== Foi utilizado para o experimento o equipamento PASCO Modelo OS-8501 cosntituido por: ¿¿¿¿¿¿¡¿ f8d5dbf13b81f1364abbea5dea07f67d646da400

- Espelho fixo (M1);
- Espelho móvel (M2);
- Separador de feixes (beam-splitter);
- Micrômetro:
- Câmara de vácuo.

Sendo utilizado também:

- Lasers (um com comprimento de onda conhecido e outro a determinar);
- Lente divergente.

ijijiji HEAD O primeiro passo é alinhar o laser de comprimento de onda conhecido com o espelho móvel da base do interferômetro - é importante que o raio refletido seja desviado poucos milímetros do orifício do laser, evitando reflexões em seu interior. Após, insere-se a lente divergente entre o laser e o beam-splitter, posicionado a 45° de forma que o feixe seja parcialmente refletido para o espelho fixo, como consequência deve-se ver um padrão de franjas claras/escuras na superfície de projeção. Caso sejam formados dois padrões de franjas, deve-se ajustar o espelho fixo para que ambas se sobreponham. Recomenda-se demarcar na superfície de projeção os limites de uma das franjas para facilitar a contagem durante o experimento, outra sugestão é a de se usar uma câmera fotográfica com filmagem em câmera lenta durante a contagem.

3.2 Dados Obtidos Experimentalmente

Após a realização do experimento duas vezes, foram obtidos diversos tempos de subida e descida, utilizando os mesmos, foram calculadas as velocidades de subida e descida e também o raio de cada gota, como é possível ver na tabela 1

Gota	$Vel_f \times 10^{-5} (m/s)$	$DeltaVel_f$	$Vel_r \times 10^{-5} (m/s)$	$DeltaVel_r$	$a \times 10^{-7} (m)$	Deltaa
1	4,31	0,3	2,03	0,05	4,69	0,03
2	5,58	0,64	1,9	0,01	5,21	0,16
3	3,11	0,02	1,64	0,06	4,46	0,04
4	0,85	0,63	0,6	0,33	3,68	0,24
5	1,11	0,56	0,91	$0,\!25$	3,09	0,4
6	2,22	0,26	1,5	0,09	3,82	0,21
7	0,83	0,63	0,53	$0,\!35$	3,98	0,17
8	1,68	0,4	0,87	$0,\!26$	4,5	0,03
9	3,5	0,08	1,89	0,01	4,41	0,05
10	4,53	0,36	1,93	0,02	4,87	0,07

Tabela 1: Valores calculados para as velocidades de descida (V_f) , velocidade de subida (V_r) e o raio de cada gota(a), assim como o desvio padrão associado a cada medida.

Com os valores obtidos e utilizando a equação ?? é possível encontrar o valor de carga que cada gota possui, explicito na tabela 2.

===== O primeiro passo é alinhar o laser de comprimento de onda conhecido com o espelho móvel da base do interferômetro - é importante que o raio refletido seja desviado poucos milímetros do orifício do laser, evitando reflexões em seu interior. Após, insere-se a lente divergente entre o laser e o beam-splitter, posicionado a 45º de forma que o feixe seja parcialmente refletido para o espelho fixo, como consequência deve-se ver um padrão de franjas claras/escuras na superfície de projeção. Caso sejam formados dois padrões de franjas, deve-se ajustar o espelho fixo para que ambas se sobreponham. ¿¿¿¿¿¿¿ f8d5dbf13b81f1364abbea5dea07f67d646da400

Gota	$Carga \times 10^{-19}(C)$	$\Delta Carga$
1	2,22	0,17
2	2,99	0,38
3	1,41	0,05
4	0,22	0,37
5	0,35	0,33
6	0,93	0,18
7	0,2	0,37
8	0,55	0,28
9	1,7	0,03
10	2,32	0,2

Tabela 2: Valores da carga associada a cada gota, assim como o seu respectivo desvio padrão.

Recomenda-se demarcar na superfície de projeção os limites de uma das franjas para facilitar a contagem durante o experimento, outra sugestão é a de se usar uma câmera fotográfica com filmagem em câmera lenta durante a contagem.

Então é realizado a calibração do interferômetro utilizando o laser conhecido, inicialmente é posto a contagem do micrômetro no zero e então feito um deslocamento no espelho móvel utilizando a haste do micrômetro em 20 unidades, e contando quantas franjas são deslocadas é possível calibrar o interferômetro para que o comprimento de onda de qualquer laser possa ser encontrado.

O próximo estágio realizado é para se aferir o índice de refração do ar, é montado o equipamento com o laser de HeNe e antes do espelho fixo é posto uma câmara onde será feito vácuo, então o equipamento é alinhado novamento e variando a pressão na câmara de 10 em 10 mmMg é contado a variação das franjas.

3.3 Interpretação dos Resultados

Após a realização da primeira parte do experimento, é encontrado que cada variação do micrômetro equivale na verdade a $20, 2 \times 10^{-6} m$. Substituindo o laser conhecido por um qualquer e utilizando a equação (1), é possivel encontrar o comprimento de onda do laser.

Para a segunda parte do experimento, foram repetidas as aferições para que o erro fosse reduzido, então com os dados de ΔP e ΔM e utilizando a equação (8) são obtidos valores para a confecção do gráfico de $\eta \times \Delta P$ encontrado na figura (3).




Figura 3: Interferômetro de Michelson

Assim

$$\alpha = \frac{\Delta m \lambda}{2d\Delta P}$$

$$\alpha = 2.78 \times 10^{-7}$$

Calculando o valor do coeficiente angular da reta é possivel encontrar o valor do índice de refração do ar, η_{ar} , aplicando o valor encontrado na equação (8) e para este experimento foi encontrado $\eta_{exp}=1.0002052$. Comparando o valor obtido com o teórico que vale $\eta_{ar}=1.000293$ é encontrado um desvio percentual de D%=0,0272%.

4 Conclusão

Podemos dizer, com base no desvio obtido, que o experimento realizado foi bem sucedido. Mesmo com um erro pequeno, pode-se salientar alguns motivos pelo mesmo, como o movimento de pessoas no laboratório e a vibração do ar condicionado, visto que o aparelho é muito sensível, também, possíveis erros humanos na hora da contagem de franjas. Por fim, com o êxito do experimento, conseguimos determinar o índice de refração do ar satisfatoriamente.

Referências

 $\begin{tabular}{ll} \end{tabular} \begin{tabular}{ll} PASCO, Interferometer, Instruction Manual and Experiment Guide for the PASCO scientific Model 0S-8501. \end{tabular}$